



In sechs einfachen Schritten zu langanhaltender Kühlung.

Schauen Sie sich das Video Tutorial an, in dem die sechs Schritte genau erklärt werden.

Step by Step

In sechs einfachen Schritten zu langanhaltender Kühlung. Es ist keine Vorabkühlung nötig, das cool down ICE FLUID im Verhältnis 1:5 mit Wasser mischen und schon entfaltet sich die Kühlwirkung konstant und langanhaltend.



1



2



3



4



5



6

Schritt 1

Das Wirkstoffkonzentrat cool down ICE FLUID in Mischbox füllen.



Schritt 2

cool down ICE FLUID mit Wasser mischen. (Verhältnis 1:5)



Schritt 3

Die latexfreie Baumwollbinde in die Mischbox mit dem ICE FLUID-Wassergemisch legen und gleichmässig benetzen.



Schritt 4

Die Baumwollbinde aus der Mischbox nehmen und gut auswringen. (Bei sorgfältigem Gebrauch bis zu 40x wiederverwendbar)



Schritt 5

Die verletzte Körperregion mit der feuchten Baumwollbinde herzwärts einlagig bandagieren. (frische Wunden zuerst mit Folienverband abdecken)



Schritt 6

Die Baumwollbinde mit der Fixierbinde abdecken. (optimale Kühlwirkung, sofern Verband 2h belassen bleibt)



i Die feuchte Baumwollbinde 2-3 Stunden wirken lassen, bis sie ausgetrocknet ist. Den Vorgang so oft wie nötig wiederholen. Das ICE FLUID reicht für etwa 40 (250ml) bzw. 15 (100ml) Anwendungen. Die Anwendung von cool down ist risikolos. Bei offenen Wunden, Ausschlag oder Ekzem darf cool down nur über einem Wundverband verwendet werden. Besonders vorsichtig sollte in der Nähe von Augen und Geschlechtsteilen gekühlt werden.